

SELECT

PROFCARE



Classified as category 1
Conformity Declaration: this product meets the Directive 93/42/ECC on medical devices.



Made in China
SELECT SPORT A/S • Fabriksparken 46 • DK-2600 Glostrup
select-sport.com

UK

Knee Strap - Art. 70357

Function:

- Used for Schlatler/Jumper's knee
- Provides pressure under the knee
- For protection against minor impacts from falling, protection against bruises, abrasions and light burns

Instruction for use:

Place the support as shown on the front of the packaging.

Material:

- 40% Neoprene, 30% Polyester, 10% Rubber, 10% Polypropylene, 10% Polyamide

Important information:

- Do not use on patients with a known sensitivity to any of the product components
- The product is not flameproof, avoid temperature above 120°C/248°F.
- The function of the product must not be changed or compromised
- The product should only be used for its original purpose as described above
- Time of use should not exceed 3-4 hours
- If the product contains latex or rubber and you are allergic to latex/rubber, we advise you to consult a prescriber before using the support
- If you are allergic to heat, we advise you to use a product that does not contain SBR Neoprene

To ensure correct fit, try the product on.

Washing instructions:

1. Close all Velcro
2. Mesh laundry bag is recommended
3. Stretch product while wet and let dry



DK

Knæstrop - Art. 70357

Funktion:

- Anvendes til Schlatler-/springerknæ
- Giver tryk under knæet
- Beskytter mod mindre skader fra fald, stød og hudafskrabninger

Brugsanvisning:

Anbring bindet som vist på pakkens forside.

Materiale:

- 40% Neopren, 30% Polyester, 10% Gummi, 10% Polypropylen, 10% Nylon

Vigtige oplysninger:

- Må ikke bruges til patienter med kendt overfølsomhed over for nogle af produkternes komponenter
- Produktet er ikke brandsikkert. Undgå temperaturer over 120° C/248° F
- Produktets funktion må ikke ændres eller kompromitteres
- Produktet bør kun bruges til det oprindelige formål som beskrevet ovenfor
- Bør ikke bruges mere end 3-4 timer ad gangen
- Hvis produktet indeholder latex eller gummi, og du er allergisk over for latex/gummi, anbefaler vi, at du rådfører dig med en behandler, før produktet anvendes
- Hvis du er allergisk over for varme, anbefaler vi, at du bruger et produkt, der ikke indeholder SBR Neopren

Prøv produktet for at sikre den korrekte pasform.

Vaskeanvisning:

1. Luk al velcro
2. Vaskepose anbefales
3. Træk produktet i facon, mens det er vådt, og lad det tørre



SE

Knärem - Art. 70357

Funktion:

- Används till Schlatler/hopparknå
- Ger tryck under knäet
- Skyddar mot mindre stötar vid fall, skrubbsår, bulor och skav

Instruktion för användning:

Placera skyddet på så sätt som visas på framsidan av förpackningen.

Material:

- 40% Neopren, 30% Polyester, 10% Gummi, 10% Polypropylen, 10% Nylon

Viktig information:

- Får ej användas på patienter med känd överkänslighet mot någon av komponenterna i produkten
- Produkten är inte flamskyddsbehandlad. Undvik temperatur över 120° C/248° F.
- Produktens funktion får inte ändras eller äventyras
- Produkten bör endast användas för sitt syfte som beskrivs ovan
- Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar
- Om produkten innehåller latex eller gummi och du är allergisk mot latex/gummi, råder vi dig att konsultera en läkare innan du använder stöd
- Om du är känslig mot värme, råder vi dig att använda en produkt som inte innehåller SBR Neopren

Prova produkten så att du vet att den passar dig.

Tvättråd:

1. Stäng velcro
2. Mesh tvättpåse rekommenderas
3. Sträck produkten när den är våt och låt torka



NO

Knestropp - Art. 70357

Funksjon:

- Brukes ved Schlatters/jumpers kne
- Gir trykk under kneet
- Beskytter mot mindre stød ved fall, beskytter mot blåmerker, stød og slitasje

Brukerveiledning:

Plasser støtten som vist på fremsiden av forpakningen.

Material:

- 40% Neoprene, 30% Polyester, 10% Gummi, 10% Polypropylen, 10% Nylon

Viktig informasjon:

- Må ikke brukes på pasienter som er folsomme for en eller flere av produktkomponentene
- Produktet er ikke flammesikker. Unngå temperaturer over 120 °C/248 °F.
- Produktets funksjon må ikke endres eller svekkes
- Produktet må bare brukes til det det ment for som beskrevet over
- Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer
- Hvis produktet inneholder lateks eller gummi og du er allergisk mot dette, råder vi deg til å snakke med en lege før du tar i bruk produktet
- Hvis du er allergisk mot varme, råder vi deg til å bruke et produkt som ikke inneholder SBR Neopren

Prøv produktet for å sørge for at det sitter skikkelig.

Vaskeinstruksjoner:

1. Lukk velcro
2. Bruk av vaskepose anbefales
3. Dra i produktet mens det er vått, og la det tørke



FIN

Polvihihna - Art. 70357

Käyttötarkoitus:

- Käyttää: Schlatler/Osgood
- Se antaa painetta polven alle
- Tarkoitettu suojaamaan kaatumisen aiheuttavilta lieviltä vammoilta, kuten ruhjeilta, kuhmuilta ja hiertymiltä

Käyttöohjeet:

Aseta tuki pakkauksen etupuolella esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Materiaali:

- 40% Neopreeniä, 30% Polyesteriä, 10% Kumia, 10% Polypropeenia, 10% Polyamidia

Tärkeää tietoa:

- Älä käytä potilailla, joilla tiedetään esiintyvän yliherkkyyttä tuotteen sisältäville aineille
- Tuote ei ole palosuojakäsitelty, välttä yli 120 °C:n/248 °F:n lämpötiloja
- Tuotteen käyttötarkoitusta ei saa muuttaa tai vaarantaa
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, kuvaus edellä
- Käyttöaika ei saa ylittää 3-4 tuntia
- Jos tuote sisältää lateksia tai kumia ja olet allerginen lateksille/kumille, pyydämme kääntymään asiantuntijan puoleen ennen tuen käyttöä
- Jos olet allerginen kuumuudelle, suosittelemme käyttämään tuotetta, joka ei sisällä SBR:ää Neopreeniä

Varmista oikea istuvuus sovittamalla tuotetta.

Pesuohteet:

1. Sulje velcro
2. Pesupussin käyttöä suositellaan
3. Venytä tuotetta, kun se on vielä märkä. Anna kuivua.



DE

Kniegurt - Art. 70357

Funktion:

- Für Morbus Schlatler/Springerknie
- Druck unter Knie
- Schutz vor geringfügigen Einwirkungen durch Stürze sowie vor Blutergüssen, Prellungen und Abrieb

Gebrauchsanweisung:

Bringen Sie die Bandage wie auf der Vorderseite der Verpackung dargestellt an.

Material:

- 40% Neopren, 30% Polyester, 10% Gummi, 10% Polypropylen, 10% Nylon

Wichtige Informationen:

- Nicht bei Patienten anwenden, die eine Überempfindlichkeit gegen die Produktkomponenten aufweisen
- Das Produkt ist nicht feuerfest. Vermeiden Sie Temperaturen über 120°C/248°F
- Die Funktion des Produkts darf nicht geändert oder beeinträchtigt werden
- Das Produkt sollte nur für seinen ursprünglichen, oben beschriebenen Zweck verwendet werden
- Die Anwendungszeit sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten
- Wenn das Produkt Latex oder Gummi enthält und Sie darauf allergisch sind, empfehlen wir Ihnen, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren
- Sollten Sie wärmeempfindlich sein, empfehlen wir Ihnen, ein Produkt zu verwenden, das kein SBR Neopren enthält

Um einwandfreien Sitz zu gewährleisten, sollten Sie das Produkt ausprobieren.

Washanleitung:

1. Velcro schließen
2. Ein Wäschesack aus Netz wird empfohlen
3. Dehnen Sie das Produkt während es nass ist und lassen Sie es trocknen



FR

Bande patellaire - Art. 70357

Fonction:

- Pour le genou du sauteur et la maladie d'Osgood-Schlatter
- Pression sous le genou
- Pour une protection contre les impacts mineurs liés aux chutes, comme les ecchymoses, les bosses et les effets de l'abrasion

Mode d'emploi:

Placez le support comme indiqué sur le devant de l'emballage.

Matériau:

- 40% Néoprène, 30% Polyester, 10% Caoutchouc, 10% Polypropylène, 10% Nylon

Informations importantes:

- Ne pas utiliser sur les patients souffrant d'une sensibilité connue à n'importe lequel des composants du produit
- Le produit n'est pas ignifuge. Évitez les températures supérieures à 120°C/248°F.
- Le fonctionnement du produit ne doit pas être modifié ou compromis.
- Le produit ne doit être utilisé que conformément à son but d'origine, décrit ci-dessus
- Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser les 3 à 4 heures
- Si le produit contient du latex ou du caoutchouc, et que vous y êtes allergique, nous vous conseillons de consulter un médecin avant d'utiliser le support
- Si vous êtes allergique à la chaleur, nous vous conseillons d'utiliser un produit qui ne contient pas de SBR Néoprène

Pour vous assurer de choisir la bonne taille, essayez le produit.

Instructions de nettoyage:

1. Fermer Velcro
2. L'utilisation d'un sac de lavage est recommandé
3. Étirer le produit encore humide et laisser sécher



ES**Cinta para rodilla - Art. 70357****Función:**

- Para el uso en rodillas con el síndrome de Schlatler/rodillas de saltador
- Presión debajo de la rodilla
- Para la protección contra impactos menores por caídas y protección contra contusiones, golpes y abrasiones

Instrucciones de uso:

Colocar el producto como se muestra en la parte delantera de la caja.

Material:

- 40% Neopreno, 30% Poliéster, 10% Caucho, 10% Polipropileno, 10% Nailon

Información importante:

- No usar en pacientes con sensibilidad conocida a cualquier de los componentes del producto
- El producto no es ignífugo, evitar temperaturas superiores a 120°C/248°F.
- La función del producto no debe cambiarse ni ponerla en peligro
- El producto debe utilizarse solamente para la función original descrita anteriormente
- El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas
- Si el producto contiene látex o caucho y usted es alérgico al látex o el caucho, le recomendamos que consulte con el profesional que le ha recomendado el producto antes de comenzar a utilizarlo
- Si es alérgico al calor, le recomendamos que utilice un producto que no contenga SBR Neopreno

Para garantizar un ajuste correcto, pruebe el producto.

Instrucciones de lavado:

1. Cerrar velcro
2. Se recomienda el uso de una bolsa de malla para lavadora
3. Estirar el producto mientras está húmedo y dejar secar

**PL****Opaska na kolano - Art. 70357****Funkcja:**

- Używana w przypadku choroby Schlattera / tzw. kolana skoczka
- Ciśnienie pod kolanem
- Ochrona przed niewielkimi uderzeniami na skutek upadku, ochrona przed siniakami, stłuczeniami i obtarciami.

Instrukcja użytkowania:

Założyć ochraniacz, jak przedstawiono na opakowaniu.

Material:

- 40% Neopren, 30% Poliester, 10% Guma, 10% Polipropylen, 10% Nylon

Ważne informacje:

- Nie używać na pacjentach, którzy są wrażliwi na działanie jakichkolwiek komponentów produktu
- Produkt nie jest ognioodporny. Unikaj temperatury powyżej 120°C/248°F
- Nie stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Nie modyfikować jego działania
- Używać produktu wyłącznie do opisanych wyżej celów zgodnych z pierwotnym przeznaczeniem
- Czas użycia nie powinien przekraczać 3–4 godzin
- Jeśli produkt zawiera lateks lub gumę, a użytkownik jest uczulony na lateks/gumę, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem używania stabilizatora
- Jeśli użytkownik jest uczulony na ciepło, zaleca się używanie produktu, który nie zawiera SBR Neoprenu

Aby sprawdzić prawidłowe dopasowanie, próbnie założyć produkt.

Instrukcje mycia:

1. Zamknij Velcro
2. Zaleca się stosowanie worka siatkowego do mycia
3. Rozciągnąć wilgotny produkt i pozostawić do wyschnięcia

**IT****Cinghia per ginocchio - Art. 70357****Indicazioni:**

- Può essere utilizzata in caso di malattia di Schlatler/tendinite rotulea
- Applica pressione sotto il ginocchio
- Per la protezione contro gli impatti di lieve entità conseguenti a cadute nonché ematomi, urti e abrasioni

Istruzioni per l'uso:

Collocare il supporto come indicato nella parte anteriore della confezione.

Materiale:

- 40% Neoprene, 30% Poliester, 10% Di Gomma, 10% Polipropilene, 10% Nylon

Informazioni importanti:

- Evitare l'uso nel caso di pazienti che presentino sensibilità a uno o più dei materiali di cui è composto il prodotto
- Il prodotto non è ignifugo, evitare temperature superiori a 120°C/248°F
- È essenziale rispettare le indicazioni del prodotto, senza alcuna modifica o alterazione
- Il prodotto va utilizzato solamente per lo scopo originariamente previsto, come indicato sopra
- La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore
- Se il prodotto contiene lattice o gomma, e se si soffre di allergie a lattice/gomma, si consiglia di consultare un medico prescrittore prima di indossare il supporto
- Se si soffre di intolleranza al calore, è consigliabile l'uso di un prodotto che non contenga SBR Neoprene

Per verificarne la vestibilità, provare il prodotto.

Istruzioni per il lavaggio:

1. Chiudere velcro
2. Si consiglia l'uso di una rete salvabucato
3. Ridare forma al prodotto quando è ancora umido e lasciare asciugare.

**PT****Suporte patelar - Art. 70357****Indicações:**

- Adequado para doença de Osgood-Schlatter/joelho de saltador
- Exerce pressão sob o joelho
- Para proteção contra impactos mínimos resultantes de quedas, proteção contra hematomas, colisões e abrasões

Modo de usar:

Coloque o suporte conforme indicado na parte dianteira da embalagem.

Material:

- 40% Neopreno, 30% Poliéster, 10% Borracha, 10% Polipropileno, 10% Nylon

Informações importantes:

- Não deve utilizar-se em pacientes com sensibilidade a certos componentes do produto
- O produto não é resistente ao fogo. Evite temperaturas acima de 120° C/248° F
- As funções do produto não devem ser alteradas ou prejudicadas
- O produto deverá ser utilizado para os fins a que foi destinado, conforme descrito acima
- Não deve ser utilizado acima de 3-4 horas de cada vez
- Recomendamos a consulta ao terapeuta antes de utilizar o produto quando este contiver látex ou borracha, e for alérgico a esses materiais
- Se for alérgico ao calor, recomendamos a utilização de um produto que não contenha SBR Neopreno

Experimente o produto para assegurar a posição correta.

Recomendações para lavagem:

1. Fechar velcro
2. É recomendada a lavagem num saco de rede
3. Estique o produto ainda molhado e deixe secar

**RU****Фиксирующий ремень на колено - Арт. 70357****Назначение:**

- Применяется при синдромах Шлаттера и «колени прыгуна»
- Давление ниже колена
- Для защиты от незначительных ударов при падении, защиты от ушибов, шишек и ссадины

Инструкция по применению:

Поместите фиксатор для поддержки, как показано спереди на упаковке.

Материал:

- 40% Неопрен, 30% Полиэстр, 10% Резина, 10% Полипропилен, 10% Нейлон

Важная информация:

- Не применяйте на пациентах, о которых известно, что у них чувствительность к любым компонентам изделия
- Изделие не является жароустойчивым, избегайте температуры выше 120°C (по шкале Цельсия)/248°F (по шкале Фаренгейта).
- Изменения или нарушения в назначении изделия недопустимы
- Изделие следует применять только по его оригинальному назначению, описанному выше
- Время использования не должно превышать 3–4 часа
- Если изделие содержит латекс или каучук и у вас аллергия на латекс/каучук, мы советуем вам перед использованием фиксатора для поддержки проконсультироваться у медицинского работника, назначившего его применение
- Если у вас аллергия на тепло, мы советуем вам использовать изделие, которое не содержит БСК/неопрен (БСК – бутадиен-стирольный каучук, англ. SBR – styrene-butadiene rubber)

Чтобы убедиться в правильной посадке, примерьте изделие.

Инструкции по стирке:

1. Закрыть Велкро
2. Рекомендуется сетчатый мешок для стирки
3. Растяните изделие, пока влажное, и дайте высохнуть



SELECT
PROFCARE