

# SELECT

## PROFCARE



Classified as category 1  
Conformity Declaration: this product meets  
the Directive 93/42/ECC on medical devices.

Made in China

SELECT SPORT A/S ■ Fabriksparken 46  
DK-2600 Glostrup ■ select-sport.com

### UK Profcare Pre Wrap

#### Function:

- Pre-taping underwrap
- Designed for placement under sportstape to protect the skin from the adhesive
- The foam construction provides a soft, cushioned layer between skin and tape
- High elasticity

#### Instruction for use:

Apply the wrap to the part of the body that needs protection. Then apply the adhesive tape or other materials.

#### Material:

PU Foam

### FIN Profcare Pre Wrap

#### Käyttötarkoitus:

- Alusteippi teippauksen alle
- Tarkoitettu urheiluteipin alle suojaamaan ihoa liima-aineelta
- Vaahdon rakenne tarjoaa pehmeän, vaimentavan kerroksen ihon ja teipin välille
- Erittäin elastinen

#### Käyttöohjeet:

Käytä alusteippiä suojaavasti kehon osiin. Lisää sen jälkeen tarttuvaa teippiä tai muita materiaaleja.

#### Materiaali:

PU-Vaahto

### IT Profcare Pre Wrap

#### Indicazioni:

- Rivestimento di base per il nastro
- Realizzato per l'uso sotto il nastro sportivo e per proteggere la pelle dall'adesivo
- La struttura in schiuma offre uno strato morbido e imbottito tra la pelle e il nastro
- Alta elasticità

#### Istruzioni per l'uso:

Applicare il rivestimento sulla parte del corpo da proteggere. Applicare successivamente il nastro adesivo o altri materiali.

#### Materiale:

Schiama di Poliuretano

### DK Profcare Pre Wrap

#### Funktion:

- Underbind til tape
- Designet til placering under sportstape for at beskytte huden mod klæbemidlet
- Skumkonstruktionen giver et blødt, polstret lag mellem hud og tape
- Høj elasticitet

#### Brugsanvisning:

Placer bindet den del af kroppen, der har brug for beskyttelse. Påfør derefter klæbende tape eller andre materialer.

#### Materiale:

PU-skum

### DE Profcare Pre Wrap

#### Funktion:

- Unterzugbinde
- Entwickelt als Unterlage für das Sportklebeband zum Schutz der Haut vor dem Haftklebstoff
- Der Schaumaufbau dient als weiche, gepolsterte Schicht zwischen Haut und Klebeband
- Hohe Elastizität

#### Gebrauchsanweisung:

Verband auf den zu schützenden Bereich des Körpers legen. Anschließend das Klebeband oder andere Materialien auflegen.

#### Material:

PU-Schaum

### PT Profcare Pre Wrap

#### Indicações:

- Ligadura de proteção
- É colocada por baixo da fita desportiva para proteger a pele do adesivo
- A estrutura em espuma cria uma camada macia e amofadada entre a pele e a fita
- Elevada elasticidade

#### Modo de usar:

Aplique a ligadura na zona do corpo a proteger. Em seguida, aplique a fita adesiva ou outros materiais.

#### Material:

Espuma de Poliuretano

### SE Profcare Pre Wrap

#### Funktion:

- Underbinda till tejp
- Designat att placeras under idrottstejp för att skydda huden mot klistret
- Skumkonstruktionen ger ett mjukt, vadderat lager mellan hud och tejp
- Hög elasticitet

#### Instruktion för användning:

Placera bindan på den del av kroppen som ska skyddas. Påför sedan vidhäftande tejp eller andra material.

#### Material:

PU-skum

### FR Profcare Pre Wrap

#### Fonction:

- Bandage pré-contention
- À mettre sous la bande de contention pour sportifs, pour protéger la peau contre l'adhésif
- Construction en mousse formant une couche douce et rembourrée entre la peau et la bande
- Grande élasticité

#### Mode d'emploi:

Appliquez le bandage sur la partie du corps qui a besoin de protection. Appliquez ensuite la bande adhésive ou les autres produits.

#### Matériau:

Mousse de PU

### PL Profcare Pre Wrap

#### Funkcja:

- Podkład pod taśmę
- Do umieszczenia pod taśmą dla sportowców w celu zabezpieczenia skóry przed klejem
- Piankowa struktura tworzy miękką i amortyzującą warstwę między skórą a taśmą
- Bardzo elastyczny

#### Instrukcja użytkownika:

Nałóż podkład na fragment ciała wymagający ochrony. Następnie zastosuj taśmę przylepną i inne materiały.

#### Material:

Pianka PU

### NO Profcare Pre Wrap

#### Funksjon:

- Underbind til teip
- Utviklet for bruk under sportsteip for å beskytte huden mot klebemiddelet
- Skumkonstruksjon gir et mykt, polstret lag mellom huden og teipen
- Høy elastisitet

#### Brukerveiledning:

Legg bindet på den delen av kroppen som skal beskyttes. Påfør deretter klebende teip eller andre materialer.

#### Material:

PU-skum

### ES Profcare Pre Wrap

#### Función:

- Vendaje previo a la aplicación de la cinta
- Diseñado para uso por debajo de la cinta deportiva para proteger la piel del adhesivo
- La composición de espuma actúa como una suave capa acolchada entre la piel y la cinta
- Alta elasticidad

#### Instrucciones de uso:

Envolver la parte del cuerpo que necesita protección. A continuación, aplicar la cinta adhesiva u otros materiales.

#### Material:

Espuma de PU

### RU Profcare Pre Wrap

#### Назначение:

- Подкладочный бинт для использования перед тейпированием
- Предназначен для помещения под спортивный тейп для защиты кожи от клеевого вещества
- Пенная структура обеспечивает мягкий слой амортизации между кожей и лентой
- Высокая эластичность

#### Инструкция по применению:

Наложите бинт на часть тела, которая нуждается в защите. Затем наложите клеящуюся ленту или другие материалы.

#### Материал:

ПУ-пена (полиуретановая пена) (ПУ — сокращение от полиуретан, полиуретановый, англ. сокращение PU — polyurethane)